



“Compromiso y experiencia al cuidado de la salud.”



Servicios de salud A DOMICILIO

Aerosolterapia / Oxigenoterapia / Apnea del sueño / Renta de Equipo Médico

TEL: (33) 3632 9910 CON 6 LÍNEAS

PAQUETE MOBILITY COMFORT

CARACTERÍSTICAS



Una silla de ruedas es una ayuda técnica que consiste en una silla adaptada con cuatro ruedas.

Estas sillas están diseñadas para permitir el desplazamiento de aquellas personas con problemas de locomoción o movilidad reducida, debido a una lesión o enfermedad física.

La silla de ruedas c/ elevapiernas incluye:

- Silla de ruedas de movilidad.
• Estructura de acero esmaltado, lo que la hace resistente y segura.
• Elevapiernas abatibles y desmontables.
• Descansabrazos acojinados tipo escritorio abatibles.
• Llantas neumáticas.
• Soporta hasta 110 kg.
• Capacitación.
• Entrega a domicilio

Disponible en Renta para: 30, 15 u 8 días

COSTO DE RENTA \$599.00 (RENTA POR 30 DÍAS)

COSTO DE RENTA \$390.00 (RENTA POR 15 DÍAS)

COSTO DE RENTA \$230.00 (RENTA POR 8 DÍAS)

Modelos disponibles:

Aplican restricciones por horario de entrega



COSTO POR ENVÍO

\$85.00

(DENTRO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GDL)

DIRECCIÓN

Av. Colón No. 5507, Col. Nueva España C.P. 44980, Guadalajara, Jalisco, Mx.

