



“Compromiso y experiencia al cuidado de la salud.”



### Servicios de salud A DOMICILIO

Aerosolterapia / Oxigenoterapia / Apnea del sueño / Renta de Equipo Médico

TEL: (33) 3632 9910 CON 6 LÍNEAS

## PAQUETE HELP BÁSICO

### CARACTERÍSTICAS:

Las grúas de traslado o grúas para pacientes son una herramienta imprescindible para los cuidadores. Se implementa apretando un botón, se puede levantar a una persona de la cama, del W.C. ó incluso del suelo. Esta ayuda tan funcional hace posible que el traslado o movilización de un paciente sea llevado a cabo por una sola persona de manera segura y con dignidad.

Las grúas de traslado facilitan mucho el trabajo del cuidador y ayudan a evitar lesiones de espalda por sobreesfuerzo. Nuestras grúas manuales son compactas y muy maniobrables. Su rango de elevación máxima y mínima permite una gran

variedad de movilizaciones y resuelven la mayoría de los problemas que se presentan en la atención domiciliaria o institucional. **El paquete incluye:**

- Grúa Manual con sistema hidráulico para levantar y bajar al paciente.
- Asiento de lona con orificio.
- Soporta hasta 150 kgs.
- Capacitación.
- Entrega a domicilio.

**Disponible en renta para: 30 días.**

\* Por higiene, el asiento incluido en el paquete es nuevo.

### Muestra de uso:

Aplican restricciones por horario de entrega



### DIRECCIÓN

Av. Colón No. 5507,  
Col. Nueva España C.P. 44980,  
Guadalajara, Jalisco, Mx.

